



Welch Allyn FlexiPort™

Wegwerp bloeddrukmanchetten

Ware standaardisatie in een oogwenk.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Eenvoudig te bestellen. Eenvoudig in gebruik. Eenvoudigweg geweldig.

Welch Allyn FlexiPort™ Wegwerp bloeddrukmanchetten

Ware standaardisatie in een oogwenk.

Makkelijk, comfortabel en betaalbaar. Hierdoor zijn Welch Allyn wegwerp bloeddrukmanchetten de beste keuze voor ziekenhuizen en klinieken wereldwijd, die ingesteld zijn op het onderdrukken van infecties. Daarom bieden wij vrijwel ieder type bloeddrukmanchet aan die een instantie nodig zou kunnen hebben, evenals de mogelijkheid om, met behulp van onze gepatenteerde FlexiPort aansluiting, de bevoorrading te vereenvoudigen zoals geen andere bloeddrukmanchet aanbieder dat kan.

Met de FlexiPort wegwerp bloeddrukmanchetten kunnen patiënten makkelijk vervoerd worden van kamer naar kamer, verdieping naar verdieping en afdeling naar afdeling. Geef de patiënt bij opname in het ziekenhuis eenvoudigweg één manchet, voorzie alle apparaten van FlexiPort aansluitingen en koppel de manchet van de patiënt aan het apparaat.

Wanneer u de Welch Allyn FlexiPort wegwerp bloeddrukmanchetten uniform maakt

- kan iedere manchet als een enkel of dubbel slangenmanchet gebruikt worden.
- worden de onderdeelnummers met 60 procent teruggebracht, wat het bestellen en de bevoorrading vereenvoudigt.
- is iedere manchetmaat beschikbaar – van de kleinste neonatale manchetten* tot dijmanchetten.
- brengt u het risico op kruisbesmetting terug.

*Neonatale manchetten zijn niet compatibel met FlexiPort



De gepatenteerde FlexiPort technologie maakt het mogelijk dat er gewerkt kan worden in elke zorgafdeling met welke manchet dan ook.

Het wegwerp verschil

Door over te stappen op wegwerpmanchetten vermindert u het risico op kruisbesmetting en gerelateerde infecties aanzienlijk.


Herbruikbare bloeddrukmanchetten bevatten bacteriën als Klebsiella pneumoniae, Noorse scabiës, E. cloacae en Staphylococcus aureus (Stafylokokken) –potentieel dodelijke bacteriën voor zowel kinderen als volwassenen.

Veelvuldig hergebruikte bloeddrukmanchetten zijn primaire dragers van MRSA wat binnen de Verenigde Staten de oorzaak is van 12% van alle ziekenhuisinfecties.



Wat is FlexiPort?

Het FlexiPort hulpstuk heeft één enkele aansluiting tussen de apparaten en de manchetten, zodat welke manchet dan ook een enkel of dubbel slangenmanchet wordt



De draaibare aansluiting vermindert druk op de manchetlangen en –aansluiting wat het comfort voor de patiënt en de duurzaamheid van de manchet aanzienlijk vergroot.



Kleurcodes voor een snelle en nauwkeurige selectie van de juiste manchetmaat

Voldoet voor een geschikte aansluiting, aan alle hedendaagse AAMI en AHA richtlijnen

Geen naden die kunnen scheuren of rafelen

Een zacht, latexvrij materiaal dat het risico op allergische reacties vermindert en comfort voor de patiënt verzekert

Unieke mogelijkheid om de slangen aan en los te koppelen, zodat de enkel of dubbel slangen manchetten eenvoudig uit te wisselen zijn.

REDUCEER ONDERDEELNUMMERS MET 60%



De enige echte uniforme oplossing

Met FlexiPort, is Welch Allyn het enige bedrijf dat een ware uniforme oplossing voor manchetten binnen uw faciliteit biedt. Door het aansluiten van de slangen aan de manchet, maken de wegwerp FlexiPort manchetten het zoeken naar en veranderen van de juiste manchet niet alleen gemakkelijker voor zorgverleners, maar brengt het aantal onderdeelnummers tot 60 procent terug én het vereenvoudigd de bevoorrading en het bestellen.

Voor meer informatie over het vereenvoudigen van uw manchetvoorraad middels Welch Allyn, neemt u contact op met uw plaatselijke Welch Allyn vertegenwoordiger.

		Optie 1	Optie 2							
		Koppel bovenstaande hulpstukken direct aan de slang(en) van uw huidige bloeddrukmeter	Schaf FlexiPort manchetten met slangen en aansluitingen/koppelingen aan om uw bloeddrukmeters aan te sluiten zonder enige aanpassingen door te voeren.							
		Geen slangen of connectoren benodigd	Enkele slang				Dubbele slang			
Type (20 manchetten/doos)	Afmeting	FlexiPort	Schroef-aansluiting	Trifunctionaliteit	Afdichting	Bajonet	Schroef-aansluiting	Afdichting	Trifunctionaliteit & lege slang	Opblaassysteem
Baby (6)	7-10 cm	SOFT-06	SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Peuter (7)	9-13 cm	SOFT-07	SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP	SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV
Kleuter (8)	12-16 cm	SOFT-08	SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP	SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV
Kind (9)	15-21 cm	SOFT-09	SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP	SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV
Kleine volwassene (10)	20-26 cm	SOFT-10	SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP	SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV
Volwassene (11)	25-34 cm	SOFT-11	SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP	SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV
Lange volwassene (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP	SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV
Grote volwassene (12)	32-43 cm	SOFT-12	SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP	SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV
Grote, lange volwassene (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP	SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV
Dij (13)	40-55 cm	SOFT-13	SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP	SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV

* Om één mannelijke en één vrouwelijke aansluiting te krijgen, verander dan "MQ" naar "MF" in de artikelnummers

Maak uw faciliteit daadwerkelijk uniform en maakt u zich niet langer druk over slangen en aansluitingen

- 1) Rust alle bloeddrukmeters uit met FlexiPort aansluitingen
- 2) Overhandig patiënten één manchet bij opname in het ziekenhuis
- 3) Maak gebruik van de unieke mogelijkheid om de manchetten van patiënten direct aan alle bloeddrukapparaten te koppelen – per kamer, verdieping en afdeling.

Zachte wegwerp manchetten voor nieuwgeborenen met vrouwelijke luer connector.

Type	Afmeting	Enkelslangen (10 stuks)	Dubbelslangen (10 stuks)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Grootverpakking	1 van elk	5082-241-9	5082-241-10

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Welch Allyn vertegenwoordiger of ga naar www.welchallyn.com.

Welch Allyn BENELUX
Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)
Telefoon: 015-7505000, FAX: 015-7505050
E-mail: infonl@welchallyn.com

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care™