



Welch Allyn FlexiPort™ Herbruikbare bloeddrukmanchetten

De enige manchet die ontworpen is met de juiste prioriteiten in het achterhoofd – u en uw patiënten.

FlexiPort™ Herbruikbare manchetten

Ware standaardisatie in een oogwenk.

Duurzaam, gebruiksvriendelijk en betaalbaar. Hierdoor zijn de Welch Allyn manchetten de beste keuze voor ziekenhuizen en klinieken wereldwijd. Waarom? Omdat wij vrijwel ieder type bloeddrukmanchet aanbieden die een instantie nodig zou kunnen hebben, evenals de mogelijkheid om, met behulp van onze gepatenteerde FlexiPort aansluiting, de bevoorrading te vergemakkelijken zoals geen andere bloeddrukmanchet aanbieder dat kan.

- De slangen zijn eenvoudig met één hand aan of los van de FlexiPort te koppelen, waardoor het verwisselen van manchetten versneld en vereenvoudigd wordt
- Getest om in welke zorgomgeving dan ook het hoofd te bieden
- 3 jaar garantie
- Voldoet voor een geschikte aansluiting, aan alle hedendaagse AAMI en AHA richtlijnen
- Standaardisatie brengt het aantal onderdeelnummers tot 60 procent terug



De gepatenteerde FlexiPort technologie maakt het mogelijk dat er gewerkt kan worden in elke zorgafdeling met welke manchet dan ook.



Geen naden die kunnen scheuren of rafelen

De antimicrobiële laag draagt bij aan het verhinderen van de groei van meeldauw en bacteriën



Wat is FlexiPort?

Het FlexiPort hulpstuk heeft één enkele aansluiting tussen de apparaten en de manchetten, zodat welke manchet dan ook een enkel of dubbel slangenmanchet wordt



De draaibare aansluiting vermindert druk op de manchetsslagen en – aansluiting wat het comfort voor de patiënt en de duurzaamheid van het manchet aanzienlijk vergroot.



Veelvoorkomende maten zijn kleurgecodeerd zodat het makkelijker wordt om de juiste maat manchet te vinden

Latexvrij materiaal minimaliseert het risico op allergische reacties.

De dubbelgevouwen hoeken verminderen het risico op snij- en schaafwonden en optimaliseren het comfort voor de patiënt

De juiste manchet. De juiste slangen. Het juiste moment.


De unieke FlexiPort aansluiting zorgt meteen voor een ware standaardisatie van het manchet binnen uw faciliteit. Door FlexiPort is het vinden van de juiste manchet en het juiste hulpstuk simpeler dan ooit tevoren geworden en maakt u zich niet langer druk over slangen en aansluitingen.





Hoge kwaliteit Velcro® sluiting

De onderdeelnummers zijn op de manchet geprint



Vereenvoudiging van de voorraad door vermindering van artikelnummers

Zodra deze hulpstukken zijn aangesloten aan uw bloeddrukmeters, kunt u manchetten zonder slangen en connectoren kopen – vermindering van artikelnummers tot 60%

		Optie 1	Optie 2							
		Koppel bovenstaande hulpstukken direct aan de slang(en) van uw huidige bloeddrukmeter	Schaf FlexiPort manchetten met slangen en aansluitingen/koppelingen aan om uw bloeddrukmeters aan te sluiten zonder enige aanpassingen door te voeren.							
		Geen slangen of connectoren benodigd	Enkele slang				Dubbele slang			
Type (modelnummer)	Afmeting		Schroef-aansluiting	Trifunctionaliteit	Afdichting	Bajonet-aansluiting	Schroef-aansluiting	Afdichting	Trifunctionaliteit & lege slang	Opblaassysteem
Baby (6)	7-10 cm	REUSE-06	REUSE-06-1SC	REUSE-06-1TPE	REUSE-06-1MQ	REUSE-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Peuter (7)	9-13 cm	REUSE-07	REUSE-07-1SC	REUSE-07-1TPE	REUSE-07-1MQ	REUSE-07-1HP	REUSE-07-2SC	REUSE-07-2MQ	REUSE-07-2TPE	REUSE-07-2BV
Kleuter (8)	12-16 cm	REUSE-08	REUSE-08-1SC	REUSE-08-1TPE	REUSE-08-1MQ	REUSE-08-1HP	REUSE-08-2SC	REUSE-08-2MQ	REUSE-08-2TPE	REUSE-08-2BV
Kind (9)	15-21 cm	REUSE-09	REUSE-09-1SC	REUSE-09-1TPE	REUSE-09-1MQ	REUSE-09-1HP	REUSE-09-2SC	REUSE-09-2MQ	REUSE-09-2TPE	REUSE-09-2BV
Kleine volwassene (10)	20-26 cm	REUSE-10	REUSE-10-1SC	REUSE-10-1TPE	REUSE-10-1MQ	REUSE-10-1HP	REUSE-10-2SC	REUSE-10-2MQ	REUSE-10-2TPE	REUSE-10-2BV
Volwassene (11)	25-34 cm	REUSE-11	REUSE-11-1SC	REUSE-11-1TPE	REUSE-11-1MQ	REUSE-11-1HP	REUSE-11-2SC	REUSE-11-2MQ	REUSE-11-2TPE	REUSE-11-2BV
Lange volwassene (11L)	25-34 cm	REUSE-11L	REUSE-11L-1SC	REUSE-11L-1TPE	REUSE-11L-1MQ	REUSE-11L-1HP	REUSE-11L-2SC	REUSE-11L-2MQ	REUSE-11L-2TPE	REUSE-11L-2BV
Grote volwassene (12)	32-43 cm	REUSE-12	REUSE-12-1SC	REUSE-12-1TPE	REUSE-12-1MQ	REUSE-12-1HP	REUSE-12-2SC	REUSE-12-2MQ	REUSE-12-2TPE	REUSE-12-2BV
Grote, lange volwassene (12L)	32-43 cm	REUSE-12L	REUSE-12L-1SC	REUSE-12L-1TPE	REUSE-12L-1MQ	REUSE-12L-1HP	REUSE-12L-2SC	REUSE-12L-2MQ	REUSE-12L-2TPE	REUSE-12L-2BV
Dij (13)	40-55 cm	REUSE-13	REUSE-13-1SC	REUSE-13-1TPE	REUSE-13-1MQ	REUSE-13-1HP	REUSE-13-2SC	REUSE-13-2MQ	REUSE-13-2TPE	REUSE-13-2BV

* Om één mannelijke en één vrouwelijke aansluiting te krijgen, verander dan "MQ" naar "MF" in de artikelnummers

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Welch Allyn vertegenwoordiger of ga naar www.welchallyn.com

Welch Allyn BENELUX
 Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)
 Telefoon: 015-7505000, FAX: 015-7505050
 E-mail: infonl@welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™